

PA0010015_Texte Français à traduire en Polonais :

Materac gofrowy APLOT

ZALECENIA

Pierwszym krokiem w profilaktyce odleżyn u siedzącego lub leżącego pacjenta jest zmiana punktów podparcia ciała na materacu średnio co 3 godziny, aby ograniczyć zbyt długie ściskanie naczyń przez wystające elementy kostne i umożliwić ukrwienie tkanek.

WSKAZANIA

- Ryzyko powstania odleżyn od niskiego do średniego oszacowane według zatwierdzonej skali i oceny klinicznej.
- Powstałe odleżyny: na podstawie opinii lekarskiej.

INSTALACJA

- Położyć materac w taki sposób, aby przyszyta na pokrowcu etykieta znalazła się u góry; Gofrowana powierzchnia stanowi górną część materaca.

CZYSZCZENIE/DEZYNFEKCJA

Pokrowiec Promust PU – PUHD

Pokrowiec Dermalon

Pokrowiec z folii poliuretanowej

(Pokrowiec - Prześcieradło)

Wyrób zabezpieczony substancją biobójczą bez zagrożenia dla użytkownika. www.winncare.fr

BEZPIECZEŃSTWO

- Zatwierdzony dla użytkowników o wadze od 40 do 120 kg.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z POKROWCAMI

- Chronić materac, używając dostarczonych i obowiązkowo suchych pokrowców.
- Nie używać produktów ściernych, czyszczących ani rozpuszczalników i przedmiotów ostrych i tnących w bezpośrednim kontakcie z pokrowcem.
- Kontrolować regularnie normalne zużycie pokrowca i wymieniać je w przypadku uszkodzenia (dziura, pęknięcie, zmiana wyglądu powierzchni, przetarcia widoczne pod światło).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z MATERIAŁAMI

- Chronić piankę przed długotrwałą wilgocią.
- Regularnie sprawdzać wzrokowo stan pianki: widoczne zapadnięcia na gofrowanej powierzchni lub rozdarcie podstawy stanowią kryteria starzenia się, wpływającego na zdolność podkładu do zapobiegania powstawaniu odleżyn.

MAGAZYNOWANIE

- Zalecamy przechowywać materace APLOT ułożone na płasko.

Chronić materac przez bezpośrednim słońcem

i kontaktem z wilgocią.

USUWANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH

- Nie palić i nie wyrzucać materaca ani pokrowca poza wyznaczonymi miejscami.

GWARANCJA

Gwarancja materacy APLOT wynosi 2 lata.

Obowiązuje ona od daty zakupu u dystrybutora.

W przypadku użycia przez jednego pacjenta, gwarancja obejmuje materac i pokrowce. W przypadku użycia przez wielu pacjentów zalecamy wymianę pokrowca Promust co 2 lata.

Zalecamy użycie pokrowca Dermalon tylko dla jednego pacjenta.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia wyrobu i jego pokrowca.

Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą i przekazać mu uszkodzony produkt. Sprzedawca podejmie niezbędne kroki wobec naszej firmy w celu naprawy lub standardowej wymiany.

OKRES PRZYDATNOŚCI

- Szacowana żywotność materacy APLOT wynosi 5 lat

BUDOWA MATERACA:

- Materac wykonany jest w 100% z odlewanej pianki poliuretanowej wysokoelastycznej (HR).

ZDATNOŚĆ DO UŻYTKU:

Ciśnienie (maks.) wywierane na ciało w mmHg przy zatwierdzonym maksymalnym ciężarze ciała,

Pomiar w pozycji leżącej (0°):

Nr referencyjny	Ciężar maks.	Głowica	Pośladki	Pięta
Materac – pokrowiec Promust PU				

- Zalecamy przechowywać materace APLOT ułożone na płasko.

Chronić materac przez bezpośrednim słońcem

i kontaktem z wilgocią.

Umiarkowane czyszczenie w temperaturze do 90°C. (Zalecana zasada Cool Down).

Pranie zabronione.

Nie prasować.

Nie używać środka zawierającego chlor (roztwór rozcieńczony w stosunku 1:200.)

Suszyć, ograniczając naprężenie termiczne.

Suszenie w suszarce zabronione.

Nie czyścić na sucho.

Uwaga, patrz podręcznik użytkownika i (lub) instrukcja obsługi

Używanie zatwierdzonego detergentu dezynfekującego do powierzchni

Zgodne z obowiązującymi dyrektywami europejskimi