

WINN CARE

F r a n c e

4 Le Pas du Château
85670 SAINT PAUL MONT PENIT

TEL.: +33 (0)2 51 98 55 64

FAX: +33 (0)2 51 98 59 07

E-mail: info@medicatlantic.fr



Site: <https://www.winncare.fr>

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DAS BARREIRAS DE MADEIRA

A579-00/A580-00/A581-00/A676-00



A680-00



CE



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

1. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE	2
2. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO	2
3. CONDIÇÕES DE MONTAGEM	3
3.1. DESCRIÇÃO GERAL	3
4. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	4
4.1. FUNCIONALIDADE	4
4.2. INSTALAÇÃO DAS BARREIRAS DE MADEIRA A680-00 CAMA DE CRIANÇA E A579-/A580-00 E A581-00 CAMA DE ADULTO	4
4.3. UTILIZAÇÃO DE BARREIRAS	8
4.4. PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	9
4.5. RISCOS RESIDUAIS	10
5. CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO	10
5.1. IDENTIFICAÇÃO	10
5.2. MANUTENÇÃO	10
5.3. LIMPEZA	11
5.4. DESINFEÇÃO	11
5.5. VIDA ÚTIL	11
5.6. GARANTIAS	11
6. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	11

Exmo.(a) Senhor(a),

Agradecemos a sua confiança ao adquirir um acessório médico WINNCARE.

Nossos dispositivos médicos de classe I foram projetados e fabricados de acordo com o Anexo VIII do regulamento (UE) 2017/745 e com a Portaria Brasileira nº54, de 1º de fevereiro de 2016.

São testados em conformidade com a norma CEI 60601-2-52 (2010) relativamente às suas configurações comerciais incluindo painéis e colchões fabricados por nós, de forma a garantir-lhe uma segurança e eficácia máxima.

Consequentemente, o respeito das condições de utilização recomendadas pela WINNCARE e a utilização de painéis e acessórios de origem condiciona a manutenção das cláusulas de garantia do bem ao contrato e garante-lhe uma utilização segura da cama médica e dos respetivos acessórios.

1. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

As barreiras devem ser transportadas na sua embalagem de origem.

ATENÇÃO: é formalmente proibido acondicionar as embalagens sobre as barreiras.



É formalmente proibido acondicionar as embalagens cujo peso ultrapassa os 60 kg/m², independentemente da sua posição.

2. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

As barreiras devem ser armazenadas na horizontal e ao abrigo da humidade (humidade relativa compreendida entre os 30 % e os 75 %), num local seco e ameno (entre os 15 °C e os 25 °C), na sua embalagem de origem.

Pressão atmosférica compreendida entre os 700 hPa e os 1060 hPa respeitando as mesmas condições que para o transporte.




Respeitar as condições ambientais especificadas


3. CONDIÇÕES DE MONTAGEM

3.1. Descrição geral

Cama de adulto: secção 92 x 29 Lg 2012



Cama de criança: secção 92x29 Lg 1712



Verificar corretamente a fixação dos painéis, garantia do correto deslizamento da barreira.

4. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

4.1. Funcionalidade

As barreiras foram desenvolvidas para evitar a queda dos pacientes durante o sono e a sua deslocação NO ENTANTO, não foram desenvolvidos para impedir um paciente de sair de forma voluntária da sua cama. Muitos acidentes ocorrem quando o paciente tenta sair da cama mesmo com as barreiras colocadas. Em alguns casos, a barreira permite evitar quedas, NO ENTANTO, pode representar alguns perigos: feridas, quedas após uma parte do corpo ficar presa na barreira, asfixia caso a cabeça, o pescoço ou o tórax fiquem presos.



Estas barreiras devem ser fornecidas caso a prescrição médica assim o indique. A relação benefício / risco deve ser reavaliada a cada 24 horas. As barreiras que vão da cabeça aos pés são indicadas para as crianças que perderam a sua autonomia.

Esta avaliação deve ter em consideração:

- as capacidades de supervisão do serviço: Pode ser redigido um protocolo harmonizado de definição de utilização das barreiras.
 - o estado físico e mental do paciente: as suas necessidades, capacidades, lucidez, estatura, agitação.
- Esta avaliação deve ser repetida regularmente.

4.2. Instalação das barreiras de madeira A680-00 cama de criança e A579-/A580-00 e A581-00 cama de adulto


As barreiras de madeira WINNCARE são previstas para serem utilizadas em todas as camas WINNCARE com painéis providas das reservas necessárias para a sua montagem.




BARREIRAS LATERAIS INCOMPATÍVEIS PODEM CRIAR PERIGOS.

As barreiras de madeira são previstas para serem utilizadas em todas as camas WINNCARE com um comprimento de estrado de 1700 mm para camas de criança e de 2000 mm para camas de adulto com painéis providas das reservas necessárias para a sua montagem e não equipadas com extensão de estrado. A barreira foi ensaiada em conformidade com o método de ensaio da norma NF EN 50637, e NF EN 60601-2-52. Estas barreiras devem ser associadas a colchões cujas características técnicas estão indicadas no manual de instrução da cama.

Para facilitar a montagem, utilize a altura variável da cama até uma altura mínima de 35 cm entre o piso e a parte inferior do pé ou cabeceira.







Verificar se o guia da trave superior está colocado no sentido correto no guia da trave inferior.





A montagem é idêntica para todas as barreiras de madeira de comprimento total e apenas a barreira da cama júnior A680-00 é feita de uma travessa baixa de madeira / metal para respeitar os espaçamentos padrão.

Respeite o significado e a posição deste elemento.




O elemento composto pela grade de madeira e de metal posiciona-se sempre na parte inferior da barreira. A flecha para baixo e para dentro da cama.






4.3. Utilização de barreiras

- Para levantar a barreira:

Levantar a trave superior até ao topo com as 2 mãos até ao bloqueio. Verificar se está corretamente engatada tentando baixá-la



- Para baixar a barreira:

- 1) Levantar a trave superior com 1 mão por cima.
- 2) Carregar no botão de desbloqueio com a outra mão.



- 3) Deslizar a barreira cuidadosamente para baixo da cama (garantir que nenhum objeto ou parte do corpo do paciente ou dos cuidadores se encontra na zona de funcionamento) até sentir a paragem. A grade superior apoia-se em todas as grades de metal/madeira inferiores.



4.4. Precauções de utilização



Um posicionamento incorreto da barreira A579-00 / A580-00 / A581-00 pode prejudicar a segurança ou provocar uma avaria. **É proibido utilizar a barreira quando os pacientes não são adultos ou caso tenham uma altura inferior a ≤ 146 cm.**



Um posicionamento incorreto das barreiras A680-00 pode prejudicar a segurança ou provocar uma avaria. **Estas barreiras são utilizadas com crianças com altura entre 125 cm e 145 cm para a cama médica infantil «KALIN».**



O utilizador ou o funcionário deve possuir formação e estar informado sobre os riscos associados à utilização da cama. Deve ser mantido fora do alcance das crianças e ser vigiado durante a utilização por pessoas confusas ou desorientadas.



A diferença entre a parte superior da barreira e a superfície de um colchão não terapêutico e não compacto deve ser de, pelo menos, 220 m. Será conveniente verificar esta especificação no caso de utilização de um colchão terapêutico.

A utilização das barreiras deve ser realizada por uma pessoa do lado de fora da cama. Deve garantir que nenhum objeto ou parte do corpo se encontra na zona de funcionamento do mesmo.

A barreira é um dispositivo médico, por isso informamos que não deve, em caso algum, ser alterado. Deve garantir a sua rastreabilidade. Se montar diferentes tipos de dispositivos médicos, deve obrigatoriamente verificar a conformidade do conjunto constituído e realizar a declaração CE do novo dispositivo médico.

Após cada utilização da cama e durante o descanso do paciente, é obrigatório colocá-la em posição baixa de forma a proteger o paciente de qualquer ferimento (caso o estado do paciente assim o requeira: pessoas confusas, dementes ou fisicamente debilitadas).


Em caso de ajuda, se necessário, para a montagem, a utilização ou manutenção ou para assinalar um funcionamento ou acontecimentos imprevistos, contactar o seu fornecedor ou a **Winnicare**.

4.5. Riscos residuais

PERIGO	CONSEQUÊNCIA	PRESCRIÇÃO UTILIZADOR
Ficar preso	Mãos entaladas	Manusear a barreira pela grade superior
Ficar preso	Esmagamento do corpo ou objetos	Verificar antes de baixar a barreira que a zona de movimento se encontra livre

5. CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO

5.1. Identificação



5.2. Manutenção

Deve ser realizada uma análise minuciosa à barreira, pelo menos uma vez por ano, em elementos tais como: guias, traves e botões de bloqueio.

5.3. Limpeza

A limpeza de alta pressão é proibida.

Limpar a estrutura com água e sabão com um suporte suave e, depois, enxaguar e enxugar. Todos os produtos agressivos tais como detergentes, pós, solventes e lixívia são proibidos.

5.4. Desinfecção

Isolar a barreira num local próprio para desinfecção equipado com um sistema de filtração das partículas e de evacuação para a lavagem do chão e das paredes após desinfecção.

Utilizar um produto desinfetante com ação bactericida, fungicida, viricida, seja ao pulverizar com spray de forma uniforme sobre as superfícies, ao aplicá-lo com um pano de utilização única ou ao pulverizar um aerossol desinfetante a uma distância de 30 cm.

ATENÇÃO:

Respeitar as precauções de utilização dos produtos desinfetantes indicados nos mesmos.

Deixar secar e preservar o material desinfetado dos outros materiais não desinfetados com uma película e uma etiqueta que indique a data da desinfecção.



Produto de utilização externa. Não engolir. Manter afastado do calor e evitar o contacto com os olhos

5.5. Vida útil

A vida útil em condições normais de utilização e de manutenção é de 5 anos para os acessórios, nomeadamente as barreiras laterais.

5.6. Garantias

- Todos os nossos produtos possuem garantia contra qualquer defeito de fabrico, em caso de cumprimento das condições normais de utilização e de manutenção.
- Os custos de mão-de-obra não são tidos em conta, visto que correspondem às alterações das estruturas ou das peças com garantia.
- Relativamente à duração de garantias específicas de cada produto, consulte as condições gerais de venda
- Ao entrar em contacto connosco para uma eventual manutenção, deve obrigatoriamente comunicar-nos as indicações mencionadas na etiqueta de identificação situada sob a trave.
- A substituição é realizada através do fornecimento de peças de origem dentro do limite da duração da garantia pela nossa rede de revenda que determina o início do período de garantia.
- De forma a permitir uma boa utilização desta garantia e, também, de evitar qualquer faturação, a devolução das peças defeituosas é obrigatória.

6. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

- A eliminação do produto impõe-se se as exigências principais não forem respeitadas, nomeadamente quando o produto já não possui as suas características de origem e que este não tenha sido objeto de uma continuação do processo de fabrico.
- Devem ser tomadas medidas para este não seja mais utilizável para a função previamente definida.
- Durante a eliminação deve respeitar as normais ambientais do país em vigor.

WINCARE

F r a n c e

4 Le Pas du Château
85670 SAINT PAUL MONT PENIT
TEL :+33 (0)2.51.98.55.64
FAX :+33 (0)2.51.98.59.07
Email : info@medicatlantic.fr
Site Internet : <https://www.winncare.fr>