

Mobile Flex

4-pælssystem

Fuld justerbart fritstående rumdækkende skinnesystem.

Primær anvendelse

Pleje i hjemmet
Plejehjem
Institutioner

Fritstående rumdækkende skinnesystem fra Ergolet.

Mobile Flex er et fleksibel system, der med sine mange justeringsmuligheder opfylder alle rumdækkende løftebehov.

Mobile Flex er et let installerbart rumdækkende system, der straks efter installationen kan tages i anvendelse. Mobile Flex installeres og nedtages uden at, der er sket forandringer af rummet.

Kombineret med loftliften Luna er Mobile Flex et simpelt og funktionelt løftesystem.

Vigtigste informationer

Max. belastning: 275 kg
Udnytter Luna loftliftens fulde løftekapacitet
Fås i flere varianter
Dækker op til 4x4 meter
Fuld justerbart 4-pælssystem
Bajonetkørevogn
Kan anvendes udendørs

Tilbehør

Multikobling



PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER

- Praktisk design og simpel funktionalitet
- Rumdækkende system
- Nem at rengøre



Let at justere i bredden uden værktøj

Version	Varenummer
Mobile Flex 4-pælssystem: model 3x3 meter	016-01220
Mobile Flex 4-pælssystem: model 3x4 meter	016-01221
Mobile Flex 4-pælssystem: model 4x3 meter	016-01222
Mobile Flex 4-pælssystem: model 4x4 meter	016-01223



Nem højdejustering (gasfjeder-mekanisme). Simpel brugermanual er placeret over håndtaget.


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. belastning 275 kg

	3x3 (skinne x travers)	3x4 (skinne x travers)	4x3 (skinne x travers)	4x4 (skinne x travers)
a	1891 mm	1891 mm	1891 mm	1891 mm
b	2160 mm	2160 mm	3160 mm	3160 mm
c	3160 mm	3160 mm	4160 mm	4160 mm
d	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
e	2330 mm	3330 mm	2330 mm	3330 mm
f	3330 mm	4330 mm	3330 mm	4330 mm



Luna loftlift monteret på Mobile Flex



Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. WinnCare forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.



date 04.09.2017 - ver. 7

WinnCare Nordic ApS
 Tårnborgevej 12C
 4220 Korsør
 Danmark
 tel. +45 70 27 37 20
 e-mail: info@winnCare.dk



www.winnCare.dk