



AIDE AU QUOTIDIEN



Indication

Pour personne : à mobilité réduite, ayant des difficultés à se lever

Coussin souple rotatif

LES + PRODUIT

- ▶ Fabriqué en mousse recouverte de tissu antidérapant à sa base.
- ▶ Ce Coussin Rotatif Souple est un dispositif d'aide à la mobilité très pratique pour les mouvements de rotation sur soi-même.
- ▶ Facilite les transferts pivotants grâce à sa matière antidérapante présente sur les surfaces supérieure et inférieure. De plus, ce disque est doté d'un rembourrage de mousse pour un meilleur confort d'assise.
- ▶ Peut être utilisé sur un siège de voiture, une chaise ou bien un lit.



Coussin souple rotatif

Référence

CT01COU04

Barre d'appui de lit

 ≤ 65 kg

LES + PRODUIT

- ▶ La barre d'appui procure au patient une aide pour entrer et sortir de son lit.
- ▶ Prévenir le risque de chutes tout en favorisant l'autonomie du patient.
- ▶ Stabilité optimale avec un double maintien sur les pieds et sous le matelas.
- ▶ Solide et design avec armature acier blanche.
- ▶ Adaptable, la longueur sous le lit est ajustable de 89 à 114cm. Elle est utilisable sur un lit une place et deux places.
- ▶ Hauteur minimale du sol au sommier : 41,5 cm.



Barre d'appui de lit

Référence

CT01BAR01

Plots surélévateurs

LES + PRODUIT

- ▶ Très pratiques, les plots surélévateurs réhaussent les meubles (lit, chaise, fauteuil, canapé,...) pour en faciliter l'accessibilité et/ou augmenter la hauteur pour permettre aux personnes à mobilité réduite de s'asseoir ou de se relever plus facilement et de prévenir le risque de chute.
- ▶ Simple à installer.
- ▶ Réhaussement : 13 cm. Diamètre maximum d'utilisation : 8 cm.
- ▶ 130 kg supporté répartis uniformément sur les 4 plots (meuble et utilisateur compris).



Plots surélévateurs

Référence

CT03PLO01

Accroche cannes

LES + PRODUIT

- ▶ Équipé d'un système antidérapant, l'accroche-canne se clipse et bloque la canne en position verticale sur une table ou sur une étagère.



Accroche cannes


Référence

CT03ACC03



AIDE AU QUOTIDIEN

Balles de rééducation



LES + PRODUIT

- ▶ Cette balle est l'outil idéal pour la rééducation de la main et/ou du poignet, pour redonner de la flexibilité et de la force à la main en densifiant ses différents muscles.



Indication

Pour personne : ayant eu une immobilisation moyenne ou longue due à une entorse ou une fracture.

	Références	Couleur	Résistance
Balles de rééducation	SE01BAS05	Rouge	Faible
	SE01BAM06	Vert	Moyenne

Pédalier*



LES + PRODUIT

- ▶ Utilisé pour muscler vos jambes que vous soyez assis ou allongé, ou posé sur une table pour muscler vos bras.
- ▶ Réglage du niveau de résistance par un bouton très simple d'accès.
- ▶ Stable et Pratique, il se plie et se range facilement.



Indication

Une rééducation ou un renforcement musculaire
Personne dépendante à mobilité réduite

	Référence	Couleur
Pédalier	SE06PDL05	Rouge



Aides techniques pour des routines quotidiennes sûres et confortables

Séparateur comprimé



LES + PRODUIT

- ▶ Le séparateur permet de couper le comprimé en deux parties égales pour en faciliter la prise.

	Référence	Couleur
Séparateur comprimé	SE01SEP04	Bleu

Ecrase comprimé



⚠ Mise en garde

La biodisponibilité de certains médicaments peut être augmentée et leurs effets modifiés. Consulter votre pharmacien(ne) ou autres professionnels de santé.

LES + PRODUIT

- ▶ L'écrase-comprimé permet de réduire en poudre, rapidement et sans effort, le comprimé ou de le séparer en deux afin d'en faciliter la prise.
- ▶ Il se compose de trois parties :
 - celle du bas pour couper le comprimé
 - celle du milieu pour stocker les médicaments
 - celle du haut pour les écraser.

	Référence	Couleur
Ecrase comprimé	SE01ECR04	Bleu

Aide verseur de gouttes



LES + PRODUIT

- ▶ Le guide aide verseur permet de garder l'oeil en position ouverte pour se mettre plus facilement des gouttes dans les yeux.

	Référence
Aide verseur de gouttes	SE02AID04