

GRÚA **ATLAS 300**

CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- Diseño único y elegante con formas redondeadas.
- Mango ancho y apertura eléctrica de las patas para facilitar su manejo.
- Equipo LINAK.



PARA PERSONAS QUE PESAN HASTA 300 KG

LO MÁS DESTACADO

SEGURA

- Peso máximo del paciente: 300kg.
- Equipo LINAK.

PRÁCTICA

- Apertura de patas eléctrica.
- Mando con acople magnético.
- Parada de emergencia.
- Bajada mecánica de emergencia.
- Indicador de nivel de batería.
- Fácil de desmontar en partes.
- Peso: 52kg.

CÓMODA

- Perchas de 3 o 4 puntos.
- Rango de elevación de 190-1.810 mm
- Brazo curvado.
- Fácil maniobrabilidad.



Ancha extensión de patas.
Base estable



Opción: Percha de 4 puntos manual



Opción: Motor para facilitar
la transferencia de pacientes
bariátricos



Mando multifunción.
Magnéticamente acoplable





Bajada mecánica
de emergencia

ARNESES COMPATIBLES



• Bariátrico
universal

• Bariátrico
de ducha



DIMENSIONES

| Descripción | Referencia | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | F cm | PESO MÁX. PACIENTE kg | Ø RUEDAS DELANTERAS cm | Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO cm | NORMA | PESO |
|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|------------------------------|--|-----------|-------|
| Atlas 300 | 050-00511 (percha 3 ptos) 050-00510 (percha manual 4 ptos) | 19 | 181 | 118 | 66 | 115 | 13 | 300 | 8 | 10 | ISO 10535 | 52 Kg |

Garantía de 2 años*

- 1 año para las baterías*

* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es

Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.