

DUSCHWAGEN HÖHENVERSTELLUNG HYDRAULISCH



- **Der Duschwagen** (hydraulisch) wird für den Transfer vom Bett zur Dusche verwendet. Auf dem Duschwagen erfolgt der Transfer des Patienten einfach und komfortabel.
- **Die Höhenverstellung** (52 bis 88 cm) erlaubt es dem Pflegepersonal, in einer idealen Position zu arbeiten und Lumbalgie zu vermeiden.
- **Die Seitensicherungen** mit einer Höhe von 20 cm garantieren die perfekte Sicherheit des Patienten.
- **Für Patienten** bis 155 kg.



Struktur aus rostfreiem Epoxy-Stahl.

Komfort:

Polyester PVC Karibikgrün, moltoniert, 2 cm Dicke, befestigt auf einer Kompaktplatte mit wasserabweisender Beschichtung.

Zylindrisches Kissen: Höhe 9,90 cm, Länge 49,7 cm, Breite 20,2 cm.

Praktisch:

Leicht geneigte Liegefläche für einen guten Wasserabfluss.

Hydraulische Höhenverstellung, Betätigung per bilateraler Pedale.

Schubstangen Kopf und Fuß.

Warmgeformter Kleiderkorb am Kopf des Wagens.

Wegklappbare Profelseitenstangen, Epoxy.

Verschließbarer Auslass. Abflussschlauch aufsteckbar an der Seite der Liegefläche.

Abflussschlauch 185 cm, Ø 4 cm.

Sicherheit:

Schutzabdeckung der Unterseite aus ABS.

Zentrale Bremsung optional mit 4 Rädern Ø 125 mm, davon 1 lenkbares Rad.

Bodenfreiheit 13 cm, mit zentraler Bremsung, 15 cm.



Serienmäßiger Kleiderkorb.



Einfach zu verwendender Auslass. Geneigte Fläche bei 2°.



Der Transfer des Patienten wird durch die niedrige Position von 52 cm vereinfacht. Wenn der Duschwagen nah an das Bett herangefahren wird, kann der Transfer von einer einzelnen Person bewerkstelligt werden.

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	MASSE	GEWICHT	NORMALE BETRIEBSLAST	ROLLEN
DUSCHWAGEN	74 x 198 cm Liegefläche: 1,78 m x 60 cm	85 kg	170 kg Patient 155 kg Zubehör 15 kg	Ø 100 mm mit unabhängigem Bremssystem Ø 125 mm mit zentraler Bremsung
SEITENSICHERUNGEN	1,40 m x 20 cm			

2 Jahre Garantie.

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Frankreich
Tel.: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - Email: info@medicatlantic.com

www.winnCare.fr

Im Bestreben einer konstanten Verbesserung seiner Produkte behält sich MÉDICATLANTIC vor, ohne Vorankündigung Änderungen der technischen Daten vorzunehmen - Fotos kein Vertragsbestandteil.