



GRÚA HOP E150

GRÚA MANEJABLE, PEQUEÑA y SEGURA



CUIDAMOS DE LAS PERSONAS CON
PÉRDIDA DE AUTONOMÍA Y DE SUS
CUIDADORES

EXPERIENCIA EN PRODUCTO

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIO

WIN  CARE

¿POR QUÉ ESCOGER LA GRÚA HOP E150?

Hasta 6 años de garantía

Sistema de bajada de emergencia eléctrico



Su brazo permite recoger a una persona en el suelo

Apertura de patas manual con la ayuda de un sistema de pedal

Fácil de desmontar en 2 partes.
Fácil de transportar y almacenar

GRÚA CON MEDIDAS ADAPTADAS PARA DOMICILIOS PEQUEÑOS.

DIMENSIONES




| GRÚA HOP E-150 | |
|--------------------------------|----------------------|
| REFERENCIA | 102102044 |
| A | 39 cm |
| B | 157 cm |
| C | 101 cm |
| D | 56 cm |
| E | 76 cm |
| F | 11 cm |
| PESO MÁX PACIENTE | 150 Kgs |
| Ø RUEDAS DELANTERAS DOBLES | 7,5 cm |
| Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO | 7,5 cm |
| NORMA | REG. EU. 2017/745 |
| MOTOR | Linak IP54 |
| PESO | 29'5 kg |
| RANGO DE ELEVACIÓN | 39-157 |
| MATERIAL | ACERO-EPOXY |
| BATERIAS | FIJAS |

- Indicada para la transferencia de personas con discapacidad o con escasas facultades motoras.
- Seguridad para el paciente así como para el cuidador.

¡GRÚA MANEJABLE, PEQUEÑA y SEGURA!



* Percha acolchada y segura gracias a las sujeciones dotadas del sistema anti-salida.



* Apertura de patas manual con la ayuda de un sistema de pedal.
* Maniobrable gracias a las ruedas dobles.



* Caja de control con parada de emergencia y led de carga integrado.
* Botón parada de emergencia.
* Batería 1 año de garantía.





EXPERIENCIA EN PRODUCTO

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIO







WIN  CARE



WinnCare Spain

Polígono Industrial Masía del Juez (Torrent)

Valencia-España

Tlf: +34 961.565.521

E-mail: ventas@winnCare.es

Web: winnCare.com

Blog: wearewinnCare.com



@winncarespain