

COJINES SIGEL® DE FLOTACIÓN LÍQUIDA

El cojín preventivo y versátil, que
aporta confort.

EXPERIENCIA EN PRODUCTO

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIO

CUIDAMOS DE LAS PERSONAS CON
PÉRDIDA DE AUTONOMÍA Y DE SUS
CUIDADORES

WIN  CARE

¿POR QUÉ ESCOGER COJINES SIGEL DE FLOTACIÓN LÍQUIDA?

Son reembolsables por SS


Genera confort: ayuda a mantener la postura y absorbe impactos.


Dispone de un sistema de flotación que aumenta la superficie de contacto con el usuario.

Ofrece una adecuada distribución de presiones.

Evita la compresión prolongada de los vasos sanguíneos situados alrededor de las prominencias óseas.

Con la combinación del fluido y de la espuma HR 34 Kg m³, conseguimos mayor prevención y comodidad.

Descripción	Referencia	Dimensiones	Peso Máx Usuario	Normas
SIGEL® Cuadrado 	102901001	42X42X6 cm	120 Kgs	UNE-EN 12182
	102902001	42x42x4.5 cm	100 Kgs	
	102903001	41x41x3,5 cm	89 Kgs	

Descripción	Referencia	Dimensiones	Peso Máx Usuario	Normas
SIGEL® Herradura 	102901002	42X42X6 cm	120 Kgs	UNE-EN 12182
	102902002	42x42x4.5 cm	100 Kgs	
	102903002	41x41x3,5 cm	89 Kgs	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MATERIAL COJÍN	ESPUMA + FLUIDO
DENSIDAD HR	34 Kg/m3
PESO USUARIO	80 - 120 Kgs
ALTURAS	3,5 - 6 Cm
RIESGO DE ESCARAS	BAJO
BASE FUNDA	ANTIDESLIZANTE
TALLAS	3 Tallas
CARACTERÍSTICAS	Algunos tienen asas para su fácil transporte
GARANTÍA	1 AÑO





WinnCare Spain

Polígono Industrial Masía del Juez (Torrent)

Valencia-España

Tlf: +34 961.565.521

E-mail: ventas@winncarespain.com

Web: winncarespain.com

Blog: wearewinncarespain.com



@winncarespain

