

Flex-Lift™/130

Personløfteren, der er til at bære

Primær anvendelse:

Liftbrugere, der rejser meget enten ferie eller jobmæssigt. Ideel som lift nr. 2 til handicappede børn, som har runddækkende loftslift på værelset

Forestil dig en personløfter, der kan alt det, som en god personløfter skal kunne.... og lidt til.

Og, som oven i købet kan foldes sammen, lægges i bagagerummet på bilen og kan bæres som rygsække med en vægt på 13 og 14 kg.

- Elektrisk løft. Max 130 kg brugervægt.
- Løfter fra gulv, løfteinterval på 116 cm.
- Kan klappes sammen og stilles af vejen efter brug, så den ikke fylder i hjemmet eller på gangen.
- Kan skilles ad og samles uden brug af værktøj.
- Kan bæres af en enkelt person uden problemer – vægt 13 og 14 kg.
- Kan ligge i bagagerummet på alm. familiebil og kan derfor anvendes overalt, hvor behovet måtte opstå.



BORRINGIA



God løftehøjde



Let at opbevare. Kan klappes sammen, så den ikke fylder i hjemmet.



Bæretasker med hjul.

Transporttasker beskytter liften og gør den lettere at bære.



Kan ligge i bagagerummet på en normal bil

Produkt	HMI-nummer	Varenummer
Flex-Lift	31647	12A98
Tilbehør		
Sæt - Tasker med hjul	-	12C85
Helsejl	-	12A09
Ekstra batteripakke	-	12A94

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Flex-Lift i samlet tilstand:

Højde:	117 - 174 cm
Løfteinterval:	116 cm
Ågets laveste højde:	46 cm
Ågets højeste højde:	162 cm
Bredde, sammenklappet:	28 cm
Bredde, udvendigt:	77,5 cm
Bredde, indvendigt:	66 cm
Understellts højde:	11,5 cm
Laveste frihøjde:	5,5 cm
Samlet vægt:	23,9 kg
Max. brugervægt:	130 kg

Batteri:	24 volt
Batterikapacitet:	25 – 30 løft
Opladning:	Via håndbetjening i ekstern ladestation
Ladetid:	4-5 timer

Understel:

Længde:	113 cm
Bredde, sammenklappet:	22,5 cm
Vægt:	12,6 kg
Mål i Taske:	128x32x34 cm
Vægt i Taske:	16,8 Kg

Løftedel:

Længde:	110 cm
Vægt:	11,3 kg
Mål i Taske:	128x32x34 cm
Vægt i Taske:	15,5 Kg

For yderligere informationer - kontakt salg.

Flex-Lift er testet og godkendt i forhold til EN 10535(1998), EN 60601-1, EN 60601-1-2 og bærer derfor CE-Mærket.

Flex-Lift er patenteret.

Se brugervejledning for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. WinnCare Nordic forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.

WinnCare Nordic ApS
Tårnborgvej 12C
4220 Korsør
Tlf.: +45 70 27 37 20
E-mail: info@winnCare.dk

WINNCARE
N o r d i c

www.winnCare.dk