


(CUBRE)COLCHÓN DE ESPUMA VISCOELÁSTICA **ALOVA**



COLCHÓN O (CUBRE)COLCHÓN DE ESPUMA VISCOELÁSTICA
ADAPTADO A SUS NECESIDADES

- **Prestación:** disminución al mínimo de los valores de presión por densidades adaptadas a cada zona del cuerpo.
- **Seguridad:** colchón con ribetes estabilizadores del asiento durante las transferencias «cama - silla o sillón».
- **Ergonomía:** (cubre)colchón fácil de desplazar.
- **Economía:** elementos intercambiables.
- **Confort:** efecto mullido y acompañamiento lento de los movimientos del cuerpo.



(Cubre)colchón ALOVA 3 Partes: 3 versiones



- triple base



Flexible Firme Medio


- 2 fundas propuestas, a elegir según el destino dado

- 3 zonas



El ribete lateral firme proporciona una buena estabilidad para el levantamiento y facilita las transferencias.

PEDIA CONFORT



Textil revestido de silicona, material analérgico neutro. Capa viscoelástica de densidad flexible para los niños de 3 a 5 años. Capa viscoelástica de densidad media para los niños de 6 a 12 años.

(CUBRE)COLCHÓN



Ergonómico para un tratamiento evolutivo rápido.

ALOVA AIR



Ergonómico y económico mediante modularidad e intercambiabilidad de los elementos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
ALOVA con Ribetes Estabilizadores multidensidad, esquinas redondeadas, funda Promust PU*	103070004	195 x 88 x 14 cm	30 a 135 kg	EN 597-1 y 2 GPEM DI 90 Clase D
ALOVA con Ribetes Estabilizadores multidensidad, esquinas redondeadas, funda Promust PU HD*	VMA/BS/HIPH		30 a 130 kg	
ALOVA 3 Partes viscoelásticas sobre base monobloque, funda Promust PU HD*	103040005	195 x 88 x 7 cm	30 a 120 kg	
(Cubre)Colchón ALOVA multidensidad en 3 partes	103040003	160 x 80 x 14 cm	15 a 30 kg	
ALOVA para niños de 3 a 5 años	VMA/PEDIA/S	160 x 80 x 14 cm	20 a 60 kg	
ALOVA para niños de 6 a 12 años	VMA/PEDIA/M			

Mantenimiento: Promust PU (HD)



En colectividades, la protección goza de una garantía de 1 año.

Garantía 3 años

Distribuido por **VIRMEDIC Grupo WinnCare** - Perellonet 46909 Torrent - Valencia - ESPAÑA

Tel. +34 9 61 56 55 21 - Fax +34 9 61 56 03 83 - E-mail : ventas@virmedic.com

www.winnCare.fr

FP000036

Con el propósito de mejora permanente de sus productos, VIRMEDIC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

Fabricado por

ASKLÉSANTÉ
WINCARE