



# Etac Molift Mover 205

Podnośnik jezdny doskonały do codziennego i częstego użytku

## Główne zastosowanie

Opieka szpitalna  
Opieka instytucjonalna

Podnośnik Etac Molift Mover 205 jest stworzony do częstego i codziennego użytku. Jest to wszechstronny, mobilny podnośnik idealny do każdej sytuacji.

Etac Molift Mover 205 jest elastycznym, wszechstronnym i mobilnym podnośnikiem jezdnym, przeznaczonym do każdego rodzaju podnoszenia i przenoszenia, wykorzystywanego w pielęgniarstwie, w szpitalach lub innych instytucjach. Pomimo niskiej masy całkowitej 39,3 kg, ułatwiającej pchanie i zwrotność podnośnika, unikalna konstrukcja pozwala na obciążanie urządzenia do 205 kg.

Molift Mover 205 posiada doskonały zasięg podnoszenia, w przedziale 37 – 179 cm. Wyposażony jest również w 4-punktowy wieszak, który we współpracy z podwieszką Molift Sling, zapewnia wygodne i przestronne miejsce dla użytkownika. Funkcja szybkiego uwalniania pozwala na montowanie innych wieszaków w innych wymiarach. Podnośnik jest wyposażony w przyjazny dla środowiska akumulator NiMH.



Wyprodukowany przez:

**etac**<sup>®</sup>

Sprzedaż w Polsce:

**ergolet**<sup>®</sup>

by WinnCare Nordic



Automatyczny system powiadamiania określa kiedy podnośnik wymaga naprawy i konserwacji.



Ergonomiczny drążek zapewnia naturalny chwyt oraz daje możliwość różnych uchwytów.



Mover 205 może być używany zarówno z 2-punktowym jak i z 4-punktowym wieszakiem. Przychodzą one w sześciu wariantach i można je łatwo wymienić bez użycia narzędzi.



Etac Molift Mover 205 jest dostępny również z niską ramą. Wysokość podstawy, która wynosi zaledwie 6 cm, czyni go jednym z najniższych na rynku.



Molift Mover 205 jest dostępny również z dodatkowymi ramionami podporowymi. W połączeniu z doskonałą maksymalną wysokością zapewnia idealne rozwiązanie do treningu chodzenia.

Model	Numer produktu
Podnośnik Etac Molift Mover 205 standard	14000
Podnośnik Etac Molift Mover 205 niska podstawa	14050
Ramiona podporowe	14150

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Max. udźwig 205 kg  
Zakres podnoszenia 37 – 179 cm  
Materiał Aluminium, stal

Waga całkowita:  
Mover 205 standard 39,3 kg  
Mover 205 niska podstawa 42,6 kg  
Mover 205 z ramionami 45,6 kg

Wysokość 139 cm  
Długość 122 cm  
Wymiary koła 7.5 cm (3")

Szerokość podstawy jezdnej (zewnętrzna) 70 cm

Szerokość rozstawu podstawy jezdnej (wewnętrzna) 107 cm

Prędkość podnoszenia 4 cm/sec  
Czas ładowania baterii około 3 godzin  
Cykl 50 podniesień przy 75 kg i 50 cm

W celu uzyskania dalszych specyfikacji należy przeczytać instrukcję techniczną. Wszelkie liczby i miary mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach. Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.

**CE** MDD93/42/EEC  
Class I

date 03.09.2013 - ver. 1

Ergolet Polska Sp. z o.o.

tel. 68 371 10 45  
e-mail: sales@ergolet.pl

[www.ergolet.com](http://www.ergolet.com)

**ergolet**

by Winnicare Nordic

[www.ergolet.com](http://www.ergolet.com) | 29