

ATTESTATION DE CONFORMITE TECHNIQUE

N° ESC 23 - 001

Demandeur : WINNCARE France

Le Pas du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit

Sites de production

Zone Actiparc de Grézan, 200 rue Charles Tellier, 30034 Nîmes (France)

N°SIRET : 950 020 18000036

Zone Actipole, 2 rue de Saint-Coulban, 35540 MINIAC-MORVAN (France)

N°SIRET : 321 484 79200056

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

Matelas NOVA FORM

Référence de l'échantillon testé: VNOVA90

Références : VNOVA90 VNOVA70 VNOVA80 VNOVA100 VNOVA110 VNOVA120
VNOVA140 VNOVA160 (le chiffre correspond à la largeur du matelas)

La référence est suivie d'un suffixe correspondant au type de protection (HIP; HIPH; CIC) et du type de conditionnement (_CA pour carton unitaire ; _R1 pour Roulé-Comprimé unitaire ; _RC pour Roulé-Comprimé par 5 ; _SC par palette de 10 ou 12)

équipé(s) de :

Support (Mousse viscoélastique 100% Polyuréthane > 75 kg/m³ + Mousse HR37035 > 34 kg/m³ - 80 mm)

Housse THIPMA90 ou THIP3MA90 (Promust PU PES 42% PU 58% - 120 ± 10 g/m²)

Housse THIPMA90 (Promust PUHD PES 48% PU 52% - 210 ± 10 g/m²)

Housse THCICMA90 (Promust CIC PES 56% PU 44% - 225 ± 10 g/m²)

remplit(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:

Pour les tests matériaux : n° MA 23-0014-0144, MA 22-0071-0644, MA 22-0071-0646, MA 22-0071-0647, RES 230091 01, MA 23-0014-0147, MA 23-0014-0146, MA 23-0014-0148, MA 23-0014-0149, MA 23-0014-0151, MA 22-0071-0649, MA 22-0071-0651, MA 22-0071-0652, RES 230091 01, MA 23-0014-0156, MA 23-0014-0155, MA 23-0014-0157, MA 23-0014-0153, MA 23-0014-0158, MA 23-0014-0154, MA 23-0014-0164, MA 23-0014-0165, MA 23-0014-0161, MA 23-0014-0166, MA 23-0014-0162, MA 23-0014-0198, MA 23-0014-0199, MA 23-0014-0163, MA 23-0014-0160, MA 23-0014-0171,

Pour les tests feu : n° FE 23-0047-0235, FE 23-0047-0236, FE 23-0047-0327, FE 23-0047-0328, FE 23-0047-0330, FE 23-0047-0331

Pour les mesures de répartition de pression : n° MA 23-0014-0168, MA 23-0014-0170, MA 23-0014-0169

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Champs Sur marne, le 26/04/2023

Suivi du dossier

Responsable du laboratoire

CERTIFICATE OF TECHNICAL COMPLIANCE

N° ESC 23 - 001 / EN

Client : **WINNCARE France**
Le Pas du Château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit
Sites de production
Zone Actiparc de Grézan, 200 rue Charles Tellier, 30034 Nîmes (France)
N°SIRET : 950 020 18000036
Zone Actipole, 2 rue de Saint-Coulban, 35540 MINIAC-MORVAN (France)
N°SIRET : 321 484 79200056

The product(s) mentioned below:

Mattress NOVA FORM

Sample reference : VNOVA90

Reference : VNOVA90 VNOVA70 VNOVA80 VNOVA100 VNOVA110 VNOVA120
VNOVA140 VNOVA160 (The number corresponds to the width of the mattress)

The reference is followed by a suffix corresponding to the type of protection (HIP, HIPH, CIC) and the type of packaging (CA for unit carton; R1 for Rolled-Compressed unit; RC for Rolled-Compressed by 5; SC by pallet of 10 or 12)

supplied as, or composed of:

Foam base (Viscoelastic foam 100% Polyurethane > 75 kg/m³ + Foam HR37035 > 34 kg/m³ - 80 mm)

Cover THIPMA90 or THIP3MA90 (Promust PU PES 42% PU 58% - 120 ± 10 g/m²)

Cover THIPHMA90 (Promust PUHD PES 48% PU 52% - 210 ± 10 g/m²)

Cover THCICMA90 (Promust CIC PES 56% PU 44% - 225 ± 10 g/m²)

meets the requirements of the standards or technical specifications currently in place :

According to the protocole provided by the CNEDiMITS applicable to Cushions, Mattresses and Overlay Mattresses for help in the prevention and treatment of Pressure Ulcers dated 22 December 2009.

according to the observations and test results noted in the following FCBA reports:

Material Properties : n° MA 23-0014-0144, MA 22-0071-0644, MA 22-0071-0646, MA 22-0071-0647, RES 230091 01, MA 23-0014-0147, MA 23-0014-0146, MA 23-0014-0148, MA 23-0014-0149, MA 23-0014-0151, MA 22-0071-0649, MA 22-0071-0651, MA 22-0071-0652, RES 230091 01, MA 23-0014-0156, MA 23-0014-0155, MA 23-0014-0157, MA 23-0014-0153, MA 23-0014-0158, MA 23-0014-0154, MA 23-0014-0164, MA 23-0014-0165, MA 23-0014-0161, MA 23-0014-0166, MA 23-0014-0162, MA 23-0014-0198, MA 23-0014-0199, MA 23-0014-0163, MA 23-0014-0160, MA 23-0014-0171,

Firo Behaviour : n° FC 23-0047-0235, FE 23-0047-0236, FE 23-0047-0327, FE 23-0047-0328, FE 23-0047-0330, FE 23-0047-0331

Pressure Distribution : n° MA 23-0014-0168, MA 23-0014-0170, MA 23-0014-0169

Any modification made to the product presented and tested may invalidate this Certificate of Technical Compliance. Any changes to the product must be notified in writing as soon as possible to the FCBA Laboratory, who will determine if further testing is necessary.

This Certificate of Technical Compliance only concerns the product (s) submitted for testing by the Client. It cannot be used as a guarantee of constant quality of production. The FCBA cannot ensure or guarantee that the product(s) tested have not subsequently been modified and that they remain manufactured and marketed according to the original specifications.

Champs sur Marne, 26/04/2023

Supervised by

Laboratory manager

10, rue Galilée
77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0)1 72 84 97 84

