

SILLONES DE REPOSO **MÉDI**



- **Los sillones MÉDI** facilitan la transferencia de la cama al sillón y garantizan un descanso confortable a los pacientes.
- **La estructura** es de madera maciza o de metal epoxy.



Sillón MÉDI con puf reposapiernas

SILLÓN DE MADERA



- Respaldo inclinable 40° mediante actuador de gas.
- Manecillas de inclinación bilateral del respaldo.
- Pequeñas ruedas de movilidad en las patas traseras (desplazamiento en vacío).

Estético

- Estructura de madera de haya maciza teñida o lacada para protegerla y facilitar el mantenimiento.
- Tapizado en PVC, colores a elegir según muestrario.

SILLONES DE METAL



MÉDI RELAJACIÓN

Práctico


- Respaldo inclinable 40° mediante actuador de gas.
- Respaldo 2/3 1/3.
- Barras de empuje.
- Manecilla de inclinación lateral.
- Reposabrazos plegables, regulables, 4 posiciones.
- Cojín de asiento antideslizante, desmontable.
- Tapizado separable y desenfundable.

Segura

- 4 ruedas de 100 mm de diámetro, 2 con freno.
- Paleta reposapiés termoformada, elevable con sistema antibasculación.

Accesorios

- Mástil portagotero, bandeja.
- Estructura metálica acabado epoxy color gris (color único).



MÉDI OCÉANO

- Respaldo inclinable 40° mediante actuador de gas.
- Reposabrazos plegables.
- Estructura de tubo redondo.
- Manecillas de inclinación bilaterales.
- Asiento de altura regulable.



PUFF

Reposapiemas. Tubo redondo.

ELIJA EL COLOR DE LA ESTRUCTURA Y EL TAPIZADO DE NUESTRO MUESTRARIO DE ACABADOS, SIN COSTE ADICIONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Referencia	ASIENTO				RESPALDO	REPOSABRAZOS	TOTAL		
		Anchura (entre reposabrazos)	Profundidad	Altura suelo/asiento	Espesor cojín	Altura	Altura	Anchura	Altura	Profundidad
SILLÓN DE MADERA										
MEDI REPOSO	F129-03	52	48	46	10	73	66 / 59	69	117	74
PUFF	U0300	43	47	45	10	--	--	48	45	51
SILLONES DE METAL										
MEDI OCÉANO	F3003	55	48	46,5/50,5/54,5	10	73	66	72	117	79
MEDI RELAJACIÓN	F1203	49	45	50	10	73	50 / 69	67	120	79
PUFF	U0700	43	47	45	10	--	--	50	45	48

Dimensiones expresadas en cm.
Peso máximo paciente: 135 kg.

Garantía de 2 años*
* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.