



Rise™ IIIS/130  
Forflytnings-,  
Bade-, Toilet- & Pleje-  
stol med elektrisk  
sædetilt og høj  
strop-ryg

Rise™ IIIS/130

Bedre arbejdsmiljø  
og højere  
brugerkomfort

# Rise™ IIIS/130

## Brugerkomfort og arbejdsmiljø

Rise™ IIIS/130 Forflytnings-, Bade-,  
Toilet- & Plejestol med elektrisk  
sædetilt og høj strop-ryg



Nu med  
37° sædetilt  
og 130 kg  
brugervægt.

**BORRINGIA**



# Rise™ IIIS/130

## Brugerkomfort og arbejdsmiljø

Den første integrerede plejestol er blevet endnu bedre. Rise™ IIIS/130 Forflytnings-, Bade-, Toilet- & Plejestol med elektrisk sædetilt og høj strop-ryg. Endnu bedre arbejdsmiljø og højere brugerkomfort.

Rise stolene satte standarden for integrerede plejestole, da den første model blev introduceret for 15 år siden. Med Rise III er der foretaget små, men vigtige ændringer, som gør stolen til det perfekte arbejdsredskab i plejen. Sædetiltet bagud er øget til 30 grader, brugervægten er øget til 130 kg og stolen er udstyret med ergonomisk rigtige, lodrette kørehåndtag. Den er stadigvæk utroligt kompakt og passer ind selv på små badeværelser. Det elektriske løft på 41,5 cm betyder, at man kan forflytte direkte

fra seng uden personløfter og sikrer hjælperen ideel arbejdsstilling igennem hele plejeforløbet. Derved undgås belastning af hjælperens ryg, lænd, skuldre og knæ.

Løftet betyder også, at brugeren kan komme op til spejl og vask og derved selv kan deltage og skabe en værdig pleje. Med elektrisk sædetilt og multiindstillelig stroppryg giver Rise III optimal støtte og gør det let for brugeren at finde den mest komfortable siddestilling.



Sædetilt og indbygget oprejsningsfunktion betyder at brugeren med gangfunktion kan hjælpes op at stå af stolen.

### Vigtigste specifikationer

- Elektrisk løftefunktion (Soft Start/Stop)
- Elektrisk sædetilt (+7° / 30°) og multiindstillelig stroppryg giver øget komfort og brugerstabilitet.
- Forflytning direkte fra sengen uden brug af en traditionel personløfter
- Stolen passer over alle standardtoiletter
- Ekstern ladestation & aftageligt batteri
- Tåler brusebadning
- Ideelt arbejdsmiljø for plejeren og øget effektivitet
- Mulighed for nakkestøtte i 3 størrelser
- Max brugervægt 130 kg

# Tilbehør – Rise™ III/130



	Rise™ IIIS/130	HMI nr	Varenummer
	Rise IIIS/130	83139	12C10S-130
Tilbehør til Rise™ IIIS/130			
1	Nakkestøtte, Lille 12C16, Nakkestøtte, Medium 12C17, Nakkestøtte, Stor 12C18		12C16/ 12C17/ 12C18
2	Formbar Nakkestøtte, der kan tilpasses til den enkelte bruger. Kan indstilles i højde, dybde og vinkles		12C69
3	Svingbar torsostøtte med PU støttepude. Kan anvendes både i højre og venstre side		12C65
4	PU-toiletsæde med smalt hul, intimudskæring fortil & prop.12C22, Låg til blødt PU-toiletsæde 90D91		12C22/90D91
5	Lægrem imellem benstøtter		90H27
6	125 mm hjul med bremse (1 stk.) Kan anvendes i stedet for standard 100 mm hjul		90H86
7	Eleverbare fodhviler1) Sæt, 90C60 - 2) Venstre, 12C66 - 3) Højre, 12C67		90C60/12C66/12C67
8	Håndbetjening til RiseIIIS & Rise IIIS/130		90J09
9	Brede armlæn (sæt). Øger sædebredden med 10 cm		12C84
10	Hemi-Armlæn, 1) Venstre, 12C59 - 2) Højre, 12C60		12C59/12C60
11	Låsefunktion på armlæn, sæt		12C68
12	Amputationsbenstøtter, 1) Venstre, 12C63- 2) Højre, 12C64		12C63/12C64
13	Positioneringsryg med indbygget pude		12C52
14	Beslag til vægmontering af ladestation		12C48
15	Sædetilt-begrænser. Blokerer for tilt forlæns		12C55
16	Tværlås imellem armlæn. Polstret. Fastgøres med gummibånd		12C61
17	Aflastningspude. Pude & betræk kan skilles ad, vaskes ved 90 gr. og tørres i tumbler		90A19S
18	Forlænget Bækkenbeslag, med stop, der holder bækkenet fast, også når sædet er tiltet. Forlænger afstand til sæde med 50 mm		12C68
19	Bækkenbeslag, med stop, der holder bækkenet fast, også når sædet er tiltet.		12C53
20	Retningslås til baghjul (Fabriksmonteret)		12C75
21	Torso-, hofte- & lårsele		90E08
22	Ekstra batteri 90J08, Ekstra ladestation 90G77		90J08/90G77
23	Bækkenspand med låg - rustfrit stål 12A09, Bækkenspand uden låg 12C56, Låg til bækkenspand 12C57		12A09/12C56/12C57

Rise™ IIIS/130 er CE-mærket og testet i henhold til ISO/EN 10535.

Rise er patenteret. Rise er et registreret varemærke™, som tilhører producenten WinnCare Nordic.



## Tekniske specifikationer

<b>Maks. løftekapacitet</b>	130 kg	<b>Løftemekanisme</b>	Elektrisk aktuator
<b>Højde</b>	1065 - 1480 mm	<b>Batteri</b>	24 volt
<b>Bredde</b>	570 mm	<b>Batteri kapacitet</b>	25-30 løftecykler
<b>Længde</b>	880 - 1050 mm	<b>Ladning</b>	I eksternt ladestation
<b>Sædehøjde</b>	535 - 950 mm	<b>Ladetid</b>	4-5 timer
<b>Sædebredde</b>	450 mm	<b>Vendediameter</b>	980 mm
<b>Sædedybde</b>	430 mm	<b>Laveste frihøjde</b>	70 mm
<b>Vægt</b>	32 kg	<b>Understellets højde</b>	150 mm

MDD93/42/EEC, Class I

Se brugermanualen for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan variere i forskellige situationer. WinnCare forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne. Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.

## "Fra-2-til-1-Plejer"

Med stigningen i antallet af plejekrævende ældre borgere, kommer vi snart til at mangle varme hænder, hvis vi bliver ved med at arbejde på traditionel vis. Heldigvis har en række uafhængige studier vist, at man i de fleste tilfælde kan gå "Fra-2-til-1-Plejer" i forbindelse med forflytning/løft fra seng, toiletbesøg, brusebadning, generel hygiejne og påklædning – blot ved at kombinere Luna loftlift med Rise™ IIIS/130.

Erfaringerne fra en lang række danske kommuner viser:

- En mere værdig pleje med fokus på borgeren
- Mindre stress for personalet og bedre arbejdsmiljø
- Frigørelse af plejer-tid, som i stedet kan anvendes på samvær med borgeren.

**Kontakt os, hvis du vil vide mere om "Fra-2-til-1-Plejer"**



Ergolet WinnCare ApS · Tårnborgevej 12C · 4220 Korsør  
ergolet.com · winncare.dk · info@winncare.dk · +45 7027 3720