

Podwieszka **Standing**

z dwoma pasami na brzuch

Unikalna podwieszka pionizująca, która wspiera użytkownika podczas podnoszenia



Zastosowanie

- Dla użytkowników o wystarczającej kontroli ciała i możliwości pomocy w procesie wstawania
- Do podnoszenia z pozycji siedzącej
- Podnoszenie odbywa się przy użyciu pionizatora.



Funkcjonalność

- Podwieszka przenosi użytkownika z wózka / krzesła.
- Podwieszka zapewnia bardzo dobre wsparcie pleców. W ten sposób użytkownik ma poczucie bezpieczeństwa w trakcie podnoszenia, a także kiedy stoi.
- Podwieszka z dwoma pasami jest odpowiednia dla osób z otyłością brzuszną. Ponadto pas może być zaciśnięty nad i pod brzuchem.



Podwieszka Standing posiada

- antypoślizgowy materiał na wewnętrznej stronie pasa nośnego. To gwarantuje, że podwieszka nie ślizga się podczas podnoszenia.
- wypełnienie pod pachami.
- materiałowy pas z rzepem, zamykany na zatrzask.
- elastyczny tył, dzięki czemu podwieszka idealnie dopasowuje się do użytkownika.
- kolorowy pasek do oznaczenia rozmiaru i linii środkowej ciała, który zapewnia prawidłowe ułożenie podwieszki.

Model podwieszki pionizującej z jednym pasem na brzuch jest dostępny w karcie produktu „Podwieszka Standing”.

Numer artykułu	Rozmiar	Model
009-09563	XS	Podwieszka Standing z dwoma pasami na brzuch
009-09564	S	Podwieszka Standing z dwoma pasami na brzuch
009-09565	M	Podwieszka Standing z dwoma pasami na brzuch
009-09566	L	Podwieszka Standing z dwoma pasami na brzuch
009-09567	XL	Podwieszka Standing z dwoma pasami na brzuch
009-09568	XXL	Podwieszka Standing z dwoma pasami na brzuch




Rozmiary podwieszek (cm)

Oznaczenia kolorów są opisane w tabeli rozmiarów. Poniższy obraz pokazuje pasek o czerwonym kolorze, co oznacza że podwieszka jest w rozmiarze S (Small).



Specyfikacja techniczna

SWL 250 kg



	XS	S	M	L	XL	XXL
Rozmiar w talii	62 – 80 cm	66 – 90 cm	80 – 100 cm	100 – 126 cm	110 – 132 cm	120 – 140 cm

W celu uzyskania dalszych specyfikacji należy przeczytać instrukcję techniczną. Wszelkie liczby i miary mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą się różnić w rzeczywistych sytuacjach. Ergolet zachowuje prawo dokonywania zmian bez powiadomienia.

WinnCare Polska:

Tel. kom: 506 303 608

E-mail: daf@ergolet.pl

www.winnCare.dk

WINN CARE
P o l s k a