



TRITON

INDICATIONS

La chaise de douche TRITON permet d'assurer une douche assistée tout en combinant confort et sécurité pour le patient et en facilitant le travail des soignants. Très simple d'utilisation et ergonomique, avec TRITON le soignant peut assurer seul les soins d'hygiène quotidiens, tels que le lavage des cheveux, les soins des pieds et la mise aux toilettes dans un environnement ergonomique pour améliorer ces conditions de travail.

  ≤ 150 kg



102,62€TTC sans PLV
- CODE 6210081 -

REMBOURSEMENT

Chaise percée avec accoudoirs et seuil

LES + PRODUIT

- ▶ Grâce au réglage électrique **en hauteur et en inclinaison** permet une personnalisation du réglage assurant confort et sécurité au patient et au soignant. Les 2 réglages s'effectuent de manière indépendante pour une adaptation parfaite.
- ▶ La chaise TRITON est intelligente avec **possibilité de mémorisation de 2 positions** afin de faciliter le travail quotidien des soignants et d'effectuer la toilette en toute autonomie ce qui préserve l'intimité du patient.
- ▶ Une large gamme d'options est disponible pour s'adapter à tous les besoins : deflecteur, appui-moignon ajustable, accoudoirs, barre de sécurité.

Référence

TRITON/DUAL avec arrêt et descente d'urgence de la hauteur du siège

044-00051



Abaissement de secours électrique



Poignée de manipulation



ERGONOMIE

Mémorisation de positions personnalisées via la télécommande (appui simultané sur le S et 1 ou 2)

Accoudoirs escamotables



Appui-tête réglable en hauteur en Option



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Hauteur variable électrique de 54 cm à 95 cm
- ▶ Réglage séparé de la hauteur variable et de l'inclinaison de l'assise
- ▶ Mémorisation de positions personnalisées
- ▶ Une motorisation LINAK IPX6 Washable (compatible avec les tunnels de lavage)
- ▶ Un double traitement métal peint de la surface pour éviter la corrosion
- ▶ Nombreux accessoires en option

Espace entre accoudoirs	468 mm
Profondeur assise	430 mm
Largeur assise	460 mm
Amplitude	54 à 95 cm
Largeur hors-tout	572 mm
Longueur hors-tout	996-1294 mm
Poids du fauteuil	41 kg
Degrés inclinaison de l'assise	+7°/-30°
Classe de protection IP	IPX6 Washable
Temps de charge max	6 heures
Autonomie de la batterie	80-100 cycles